


LD Special LD SteTime


CZE STETOSKOP LD. *Uživatelský návod.*
LTU STETOSKOPAS LD. *Naudojimo instrukcija.*
LVA STETOSKOPS LD. *Lietošanas pamācība.*
EST STETOSKOOP LD. *Kasutusjuhend.*
UKR СТЕТОСКОП LD. *Інструкція з експлуатації.*

OBRÁZKY / FIGŪRAS / ATTĒLI / PILDID / КАРТИНИ


LD SPECIAL




LD STETIME



Výměna napájecího článku / Maitinimo elemento keitimas / Barošanas elementa nomaiņšana / Patarei vahetus / Заміна елемента живлення



Nastavení hodin / Nustatant laikrodį / Pulksteņa iestatīšana / Kella seadmine / Установка годинника



CZE

LD SPECIAL

Multifunkční vysoce kvalitní stetoskop (typ SPRAGUE RAPPAPORT) je určen auskultaci srdce, cév, trávicího traktu u dospělých a dětí. Speciální balení zajišťuje 4 pracovní kombinace stetoskopu od běžného po neonatální.

Obsah balení:

- Kovová hlavičce, vyrobená podle speciálního designu (LD-S018) s velkou a malou (dětskou) diafragmou – 1 kus. Pracovní průměr velké diafragmy – 38 mm, pracovní průměr malé diafragmy – 25 cm. Každá diafragma je vybavena průhlednou plastovou membránou. Konstrukční vlastnost hlavičce umožňuje nahradit kteroukoli diafragmu zvonom potřebného rozměru. Diafragmy a zvony se k hlavičci připevňují pomocí závitů. Přepínání mezi pracovními stranami se provádí otočením hlavičce kolem osového ventilu o 180 stupňů. Plochá strana osového ventilu označuje pracovní stranu hlavičce.
- Dvě trubice zdravotnické spojovací (LD-S029) o délce 56 nebo 72 cm (uvedeno na krabici) – 1 komplet.
- Binaurální kovové trubice s pružinou (LD-S036) a nástavce do uší – 1 komplet.

Doplňkové příslušenství obsažené v balení:

- Plastový zvon velký (průměr 33 mm) – 1 kus.
- Plastový zvon malý (průměr 26 mm) – 1 kus.
- Plastový zvon neonatální (průměr 19 mm) – 1 kus.
- Membrána velká LD-S021 (průměr 40 mm) – 1 kus.
- Membrána malá LD-S022 (průměr 27 mm) – 1 kus.
- Plastové nástavce do uší – 2 komplety.
- Plastová taštička pro doplňkové příslušenství – 1 kus.

Rozměry v balení, mm: 300 x 130 x 40. Hmotnost (včetně balení), g: 380.

LD STETIME

Multifunkční vysoce kvalitní stetoskop (typ SPRAGUE RAPPAPORT) s do hlavičce vestavěnými quartzovými hodinami je určen pro auskultaci srdce, plic, cév, trávicího traktu u dospělých pacientů a dětí.

Speciální balení zajišťuje 4 pracovní kombinace stetoskopu od běžného po neonatální.

Obsah balení:

- Oboustranná kovová hlavičce vyrobená podle speciálního designu (LD-S041) s velkou diafragmou a nástavcem s quartzovými hodinami – 1 kus. Pracovní průměr diafragmy – 38 mm. Diafragma je vybavena průhlednou plastovou membránou. Konstrukční vlastnost hlavičce umožňuje nahradit jak diafragmu, tak i hodiny libovolným nástavcem z balení doplňkového příslušenství. Diafragmy, hodiny a zvony se k hlavičci připevňují pomocí závitů. Přepínání mezi pracovními stranami se provádí otočením hlavičce kolem osového ventilu o 180 stupňů. Plochá strana osového ventilu označuje pracovní stranu hlavičce.
- Dvě trubice zdravotnické spojovací o délce 56 cm – 1 komplet.
- Binaurální kovové trubice s pružinou a nástavci do uší – 1 komplet.

Doplňkové příslušenství obsažené v balení:

- Plastový zvon velký (průměr 33 mm) – 1 kus.
- Plastový zvon malý (průměr 26 mm) – 1 kus.
- Plastový zvon neonatální (průměr 19 mm) – 1 kus.
- Membrána velká (průměr 40 mm) – 1 kus.
- Membrána malá (pracovní průměr 25 mm) – 1 kus.
- Membrána malá (průměr 27 mm) – 1 kus.
- Plastové nástavce do uší – 2 komplety.
- Plastová taštička pro doplňkové příslušenství – 1 kus.

Rozměry v balení, mm: 300 x 130 x 40. Hmotnost (včetně balení), g: 398.

Výměna napájecího článku (obr. 3)

V hodinách LD SteTime se používá napájecí článek typu LR 626/377, 1,5 V Výměna napájecího článku je nezbytná průměrně jednou za rok. Způsob výměny napájecího článku:

- Z hlavičce stetoskopu odšroubujte nástavec s hodinami.
- Pomocí mince odšroubujte zadní část nástavce.
- Vyndejte hodiny.
- Tenkým šroubovákem přizvedněte a sundejte kryt hodin.
- Vyměňte napájecí článek (typ LR 626/377, 1,5 V)
- Sestavení proveďte v opačném pořadí.

PÉČE, SKLADOVÁNÍ, OPRAVY A LIKVIDACE

- KVŮLI VYLOUČENÍ VYBITÍ ZDROJE ENERGIE JSOU HODINKY BĚHEM PŘEPRAVY A SKLADOVÁNÍ VYPNUTÉ. K ZAPNUTÍ HODINEK PŘEVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY (pro LD SteTime).
 - Držte hodinky za hlavní část dvěma prsty, otočte korpus prot směru hodinových ručiček (obr. 4). Uvolněte a vytáhněte hodinový mechanismus (obr. 5).
 - Nastavte čas otáčením korunky (obr. 6).
 - Zapněte hodinky stisknutím korunky do kliknutí (obr. 7).
 - Vložte hodinový mechanismus do korpusu opakovaným postupem v opačném pořadí.
- Neskladujte a nepoužívejte stetoskop v blízkosti topných těles a otevřeného ohně.
- Chraňte stetoskop před znečištěním.
- Styk stetoskopu s agresivními látkami není přípustný.

- V případě potřeby provádějte opravy pouze ve specializovaných organizacích.
- Při likvidaci se řiďte pravidly, platnými v aktuální době ve Vašem regionu. Speciální pod-miny likvidace tohoto přístroje výrobce nestanovil.
- Provozní podmínky přístroje: Teplota okolního vzduchu od plus 10°C do plus 40°C; Vlhkost maximálně do 85 % Rh. Podmínky skladování a přepravy: Teplota okolního vzduchu od mí-nus 34°C do plus 50°C; Vlhkost maximálně do 85% Rh.
- Výměnu napájecího článku hodin (pro LD SteTime) provádějte ve speciálních hodinářských dílnách.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na pořízené zařízení je poskytována záruka na dobu 2 roky ode dne prodeje. Vady, které se objevily během záruční doby, bezplatně odstraní specializované servisní centrum do 21 pra-covních dnů od okamžiku doručení zařízení do servisního centra. Náklady na dopravu vadné-ho zařízení nese Little Doctor Europe Sp. z o. o. (služba «door-to-door»), s výjimkou vad, na které se záruka nevztahuje. Adresy organizací, které provádějí záruční servis, jsou uvedeny v odstavci «VÝROBCE A ZPLNOMOCNĚNÍ ZÁSTUPCI» nebo na internetu na stránkách www.littledoctor.sg.

Strana, která vyjádřila stížnost, je povinna řádným způsobem připravit zařízení k odeslání, kdy ho bude chránit před poškozením během přepravy a přiložit vyplněný záruční list (s razítkem prodejce, datem prodeje a podpisem prodávajícího) a potvrzení koupě (faktura nebo paragon). Záruka se nevztahuje na poškození, vzniklá v důsledku nedostatečné ochrany zařízení během přepravy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je zařízení v opravě. Pozáruční opravy zařízení jsou prováděny na účet uživatele. Záruka se nevztahuje: na spotřební materiál a doplňky pro indi-viduální použití (trubice, rozprašovače, masky, nástavce apod.); na zboží, které má mechanic-ké, termické nebo chemické poškození nebo poškození, která vznikla kvůli porušení pravidel, uvedených v návodu k použití; na zboží, které má znaky modifikace, otevření a/nebo opravy v neautorizovaném servisním centru (soukromou osobou); na zboží, které bylo připojeno k nedoporučeným zdrojům napájení nebo které bylo používáno s nedoporučenými spotřebními materiály; na zboží, které bylo používáno s neodstraněnými vadami; na zboží, které má defek-ty, vzniklé nikoli z viny výrobce, jako je činnost jiných osob, přírodní jevy a přírodní pohromy, zvířata, hmyz, které se dostaly dovnitř přístroje, cizí předměty nebo tekutiny apod.; na vnitřní a vnější znečištění, rýhy, praskliny a další mechanická poškození zařízení, které vznikly během procesu jeho používání; na zboží, které má nečitelné nebo změněné sériové číslo, jakož i po-škozenou záruční plombu; na napájecí prvky, skleněné součástky, žárovky, jakož i na takové druhy prací, jako je seřizování, čištění a běžná péče o zboží.

Kupující má právo na výměnu zařízení za funkční, pokud bude v autorizovaném servisním cen-tru odhalen výrobní defekt, který nelze odstranit nebo pokud po 3 neúspěšných opravách jedné a téže vady.

INFORMACE O VÝROBCI, ZMOCNĚNÉM ZÁSTUPCI A DOVOZCI

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ:

CE Soulad se směrnici MDR (EU) 2017/745

📖 Důležité: Přečtěte si Návod k obsluze

EU REP Zplnomocněný zástupce

🏭 Výrobce

📦 Dovoze

📅 Datum výroby

☔ Chraňte před vlhkem

LOT Kód šarže

MD Zdravotnický prostředek

UDI Jedinčný identifikátor prostředku

🇺🇦 Značka shody Ukrajiny

Výroba tohoto zařízení je certifikována podle mezinárodní normy ISO 13485. Zařízení splňuje požadavky evropské směrnice MDR (EU) 2017/745.

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.

Datum vydání teto smlouvy pro použití uvedení na poslední stránce jako XX-XXXX-YYMM-NN kde YY-rok, MM-měsíc, NN-číslo redakce.

Vyrobeno pod kontrolou a pro Little Doctor International (S) Pte.Ltd. (7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLAZA SINGAPORE 199591, adresa pro korespondenci: 3 Coleman Street #03-24 Singapore 179804).

Výrobce: Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd. (No. 8, Tongxing Road Economic & Tech-nical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China).

EU REP Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl)

🌐 Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland).

LTU

LD SPECIAL

Daugiafunkcinis aukštos kokybės stetoskopas (tipas SPRAGUE RAPPAPORT) yra skirtas širdies, plaučių, kraujagyslių, virškinamojo trakto auskultacijai suaugusiems ir vaikams. Specialios komplektacijos dėka galima naudoti 4 darbinės stetoskopo kombinacijas nuo įpras-tos iki stetoskopu naujagimių auskultacijai.

Komplektacija:

- Ypatingo dizaino dvipusė metalinė galvutė (LD-S018) su didelėmis ir mažomis (vaikų) di-afragmomis – 1 vnt. Didelės diafragmos darbinis skersmuo – 38 mm, mažos diafragmos darbinis skersmuo – 25 mm. Kiekvienoje diafragmoje yra skaidri plastikinė membrana. Dėl konstrukcinės galvutės ypatybės bet kurią iš membranų galima pakeisti reikiamo dydžio varpeliu. Diafragmos ir varpeliai tvirtinami prie galvutės sriegiu. Perjungimas tarp darbi-nių pusių atliekamas pasukus galvutę aplink šerdinį vožtuvą 180 laipsnių. Plokščia šerdinio vožtuvo pusė nukreipta į darbinę galvutės pusę.
- Du 56 arba 72 cm ilgio medicininiai jungiamieji vamzdeliai (LD-S029) (nurodyta ant dėžū-tės) – 1 kompl.
- Binauraliniai metaliniai vamzdeliai su spyruokle (LD-S036) ir ausų kištukais – 1 kompl.

Papildomi priedai, esantys komplekte:

- Didelis plastikinis varpelis (33 mm skersmens) – 1 vnt.
- Mažas plastikinis varpelis (26 mm skersmens) – 1 vnt.
- Plastikinis varpelis naujagimių auskultacijai (19 mm skersmens) – 1 vnt.
- Didelė membrana LD-S021 (40 cm skersmens) – 1 vnt.
- Maža membrana LD-S022 (27 cm skersmens) – 1 vnt.
- Plastikiniai ausų kištukai – 2 kompl.
- Plastikinis krepšelis papildomiems priedams – 1 vnt.

Bendri pakuotės matmenys, mm: 300 x 130 x 40. Svoris (su pakuote), g: 380.

LD STETIME

Daugiafunkcinis aukštos kokybės stetoskopas (SPRAGUE RAPPAPORT tipas) su įmontuotu į galvutę kvarcinIU laikrodžiu yra skirtas širdies, plaučių, kraujagyslių, virškinamojo trakto auskultacijai suaugusiems ir vaikams.

Specialios komplektacijos dėka galima naudoti 4 darbinės stetoskopo kombinacijas nuo įpras-tos iki stetoskopu naujagimių auskultacijai.

Komplektacija:

- Specialaus dizaino dvipusė metalinė galvutė (LD-S041) su didele diafragma ir antga-liu su kvarciniu laikrodžiu – 1 vnt. Diafragmos darbinis skersmuo – 38 mm. Diafragmoje yra skaidri plastikinė membrana. Dėl galvutės konstrukcijos ypatumo galima pakeisti tiek membraną, tiek laikrodį ant bet kokio antgalio iš papildomų priedų komplekto. Diafragmos, laikrodis ir varpeliai tvirtinami prie galvutės sriegiu. Perjungimas tarp darbinių pusių atlie-kamas pasukus galvutę aplink šerdinį vožtuvą 180 laipsnių. Plokščia šerdinio vožtuvo pusė nukreipta į darbinę galvutės pusę.
- Du 56 cm ilgio medicininiai jungiamieji vamzdeliai – 1 kompl.
- Binauraliniai metaliniai vamzdeliai su spyruokle ir ausų kištukais – 1 kompl.

Papildomi priedai, esantys komplekte:

- Didelis plastikinis varpelis (33 mm skersmens) – 1 vnt.
- Mažas plastikinis varpelis (26 mm skersmens) – 1 vnt.
- Plastikinis varpelis naujagimių auskultacijai (19 mm skersmens) – 1 vnt.
- Didelė membrana (40 cm skersmens) – 1 vnt.
- Maža diafragma (darbinis skersmuo 25 mm) – 1 vnt.
- Maža membrana (27 cm skersmens) – 1 vnt.
- Plastikiniai ausų kištukai – 2 kompl.
- Plastikinis krepšelis papildomiems priedams – 1 vnt.

Bendri pakuotės matmenys, mm: 300 x 130 x 40. Svoris (su pakuote), g: 398.

Maitinimo elemento keitimas (3 pav.)

Stetoskopo LD SteTime laikrodįje naudojamas LR 626/377, 1,5 V tipo maitinimo elementas. Maitinimo elementus reikia pakeisti vidutiniškai kartą per metus.

Maitinimo elementų keitimo tvarka:

- Atsukite nuo stetoskopo galvutės antgalį su laikrodžiu.
- Naudodami monetą atsukite galinę antgalio dalį.
- Išimkite laikrodį.
- Užkabinę plonų atsuktuvu pakelkite ir nuimkite laikrodžio dangtį.
- Pakeiskite maitinimo elementą (LR 626/377 tipo, 1.5V).
- Surinkite atvirkštine tvarka.

Maitinimo elementui garantija netaikoma.

PRIEŽIŪRA, SAUGOJIMAS, REMONTAS IR UTILIZAVIMAS

- KAD MAITINIMO BATERIJA NEIŠSIKRAUTŲ TRANSPORTAVIMO IR LAIKYMO METU, LAIKRO-DIS YRA IŠJUNGTAS. NORĖDAMI ĮJUNGTI LAIKRODĮ, ATLIKITE ŠIUOS VEIKSMUS (LD STETIME).
 - Dviem pirštais laikydami laikrodį už centrinės dalies pasukite korpusą prieš laikrodžio rodyklę (4 pav.). Atleiskite ir išimkite laikrodžio mechanizmą (5 pav.).
 - Nustatykite laiką pasukdami užvedimo karūnelę (6 pav.).
 - Įjunkite laikrodį, paspausdami užvedimo karūnelę, kol pasigirs spragtelėjimas (7 pav.).

- Atlikdami procedūrą atvirkštine tvarka įdėkite laikrodžio mechanizmą į korpusą.
- Negalima laikyti ir naudotis stetoskopu arti šildančių prietaisų ir atviros ugnies.
- Saugokite stetoskopą nuo užteršimo.
- Saugokite stetoskopą nuo sąlyčio su agresyviais skystičiais
- Esant būtinybei remontas turi būti atliekamas tik specializuotose įmonėse.
- Norint utilizuoti prietaisą, vadovaukitės priimtomis Jūsų šalies taisyklėmis. Specialių reika-lavimų prietaiso utilizavimui nenumatyta.
- Eksploatacijos sąlygos: temperatūra nuo +10°C iki +40°C, santykinė drėgmė iki 85%. Saugojimo ir transportavimo sąlygos: temperatūra nuo -34°C iki +50°C, santykinė drėgmė iki 85%.
- Laikrodžio maitinimo elementus (LD SteTime) rekomenduojama keisti specializuotose lai-krodžių dirbtuvėse.

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Įsigytam prietaisui suteikiama 2 metų garantija nuo pardavimo dienos. Garantiniu laikotarpiu nustatyti gedimai bus nemokamai pašalinti specializuotame servise per 21 darbo dieną nuo prietaiso pristatymo į servisą dienos. Sugedusio prietaiso transportavimo išlaidas apmoka Little Doctor Europe Sp. z.o.o. (pristatymo nuo «door-to-door» paslauga), išskyrus gedimus, kuriems garantija netaikoma. Garantinę priežiūrą garantinį taloną (su pardavėjo antspaudu) skyrįiue .GAMINTOJAS IR ĮGALIOUJIEJ ATSTOVAI» arba internete adresu: www.littledoctor.sg.

Pretenziją teikianti šalis turi tinkamai paruošti prietaisą siuntimui, apsaugodama jį nuo pa-žeidimų transportavimo metu ir pridėti užpildytą garantinį taloną (su pardavėjo antspaudu, pardavimo data ir pardavėjo parašu) bei pirkimą patvirtinančius dokumentus (sąskaitą faktūrą arba kvitą). Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems dėl nepakankamos prietaiso ap-saugos transportavimo metu. Garantinis laikotarpis pratęsiamas prietaiso remonto terminui. Pogarantinis prietaiso remontas atliekamas naudotojo sąskaita. Garantija netaikoma: indivi-dualaus naudojimo eksploatacinėmis medžiagoms ir priedams (vamzdeliams, purkštuvams, kaukėms, kandikliams ir kt.); prekėms, turinčioms mechaninių, terminių ar cheminių pažeidi-mų arba pažeidimų, atsiradusių dėl naudojimo instrukcijoje nurodytų taisyklių nesilaikymo; prekėms, kurios buvo modifikuotos, išardytos ir/arba remontuotos ne autorizuotame serviso centre (privataus asmens); prietaisams, kurie buvo prijungti prie nerekomenduojamų maitini-mo šaltinių arba buvo naudojami su nerekomenduojamomis eksploatacinėmis medžiagomis; prietaisams, kurie buvo naudojami su nepašalintais trūkumais; prekėms, kurios sugedo ne dėl gamintojo kaltės: dėl trečiųjų asmenų veiksmų, gamtos reiškinių ir stichinių nelaimių, gyvūnų, vabzdžių, dėl į prietaiso vidų patekusių pašalinių daiktų ar skysčių ir pan.; vidiniams ir išo-riniams prietaiso užteršimams, įbrėžimams, įtrūkimams, kitiems mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems prietaiso naudojimo metu; prekėms, kurių serijos numeris neįskaitomas arba pa-keistas, taip pat prekėms su pažeista garantine plomba; maitinimo elementams, stiklo dalims, lemputėms, taip pat tokiems darbams kaip reguliavimas, valymas ir kita prekės priežiūra.

Pirkėjas turi teisę pakeisti prietaisą į naują veikiantį prietaisą, jei autorizuotas serviso centras nustatys gamybos broką, kurio negalima pašalinti, arba po 3 nesėkmingų to paties gedimo remonto darbų.

INFORMACIJA APIE GAMINTOJĄ, ĮGALIOJĄJĮ ATSTOVĄ IR IMPORTUOTOJĄ

SIMBOLIŲ REIKŠMĖ:

CE Atitinka Direktyvą MDR (EU) 2017/745

📖 Svarbu: perskaitykite Naudojimo instrukciją

EU REP Įgaliotasis atstovas Europos Sąjungoje

🏭 Gamintojas

📦 Importuotojas

Gamybos data

Saugoti nuo drėgmės

Partijos kodas

MD Medicinos priemonė

UDI Unikalus prietaiso identifikatoriaus

🇺🇦 Ukrainos atitikties ženklas

Šio įrenginio gamyba yra sertifikuota pagal tarptautinį standartą ISO 13485. Įrenginys atitin-ka Europos direktyvos MDR (EU) 2017/745 reikalavimus.

Apie su priemone susijusį rimtą incidentą turėtų būti pranešama gamintojui ir tos valstybės narės, kurioje naudotojas ir (arba) pacientas yra įsisteigęs / įsikūręs, kompetentingai institucijai. Šios Eksploatavimo instrukcijos redagavimo data nurodyta paskutiniame puslapyje, kaip XX-XXXX-YYMM-NN, kur YY – metai, MM – mėnuo, NN – redagavimo numeris.

Pagaminta kontroliuojant ir skirta Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A, Beach Road, 11-313 The Plaza 199591, Singapore. Pašto adresas: 3 Coleman Street #03-24 Singapore 179804.

Gamintojas: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA.

EU REP Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Krokuva, Lenkija, telefonas: +48 12 2684746, 12 2684747, faksas: +48 12 268 47 53, el. paštas: biuro@littledoctor.pl)

🌐 Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Krokuva, Lenkija).

LVA

LD SPECIAL

Daudzfunkcionāls augstvērtīgs stetoskops (tips SPRAGUE RAPPAPORT), paredzēts pieaugušu pacientu un bērnu sirds, plaušu, asinsvadu, kuņģa – zarnu trakta auskultacijai.

Speciāla komplektācija nodrošina 4 stetoskopa – no parasta līdz neonatālam – darba kom-binācijas.

Komplektācija:

- Speciāla dizaina divpusēja metāla galviņa (LD-S018) ar lielu un mazu (bērnu) diafragmu – 1 gab. Lielās diafragmas darba diametrs – 38 mm, mazās diafragmas darba diametrs – 25 mm. Katra diafragma ir aprīkota ar caurspīdīgu plastmasas membrānu. Galviņas konstruktī-vās īpatnības ļauj nomainīt jebkuru no diafragmām pret nepieciešamā lieluma zvanu. Diaf-ragmas un zvani tiek piestiprināta galviņai ar vītnes palīdzību. Pārslēgšanās starp darba pusēm notiek pagriežot galviņu ap stienpārstu par 180 grādiem. Stienpārsta plakanā puse norāda uz galviņas darba pusi.
- Divas medicīniskās savienotājcaurules (LD-S029), garums 56 vai 72 cm (norādīts uz kastes) – 1 kompl.
- Binaurālās metāla caurules ar atspēri (LD-S036) un uzgaļi ausīm – 1 kompl.

Komplektā ietilpstošie papildus piederumi:

- Lielais plastmasas zvans (diametrs 33 mm) – 1 gab.
- Mazais plastmasas zvans (diametrs 26 mm) – 1 gab.
- Neonatālais plastmasas zvans (diametrs 19 mm) – 1 gab.
- Lielā membrāna LD-S021 (diametrs 40 mm) – 1 gab.
- Mazā membrāna LD-S022 (diametrs 27 mm) – 1 gab.
- Plastmasas uzgaļi ausīm – 2 kompl.
- Plastmasas somiņa papildus piederumiem – 1 gab.

Gabarītizmēri iepakojumā, mm: 300 x 130 x 40.

Masa (ar iepakojumu), g: 380.

LD STETIME

Daudzfunkcionāls augstvērtīgs stetoskops (tips SPRAGUE RAPPAPORT) ar iebūvētu galviņā kvarca pulksteņi pieaugušu pacientu un bērnu sirds, plaušu, asinsvadu, kuņģa – zarnu trakta auskultacijai.

Speciāla komplektācija nodrošina 4 stetoskopa – no parasta līdz neonatālam – darba kom-binācijas.

Komplektācija:

- Pēc speciāla dizaina izgatavota divpusēja metāla galviņa (LD-S041) ar lielu diafragmu un uzgaļi ar kvarca pulksteni – 1 gab. Diafragmas darba izmērs – 38 mm. Diafragma ir aprīko-ta ar caurspīdīgu plastmasas membrānu. Galviņas konstruktīvās īpatnības ļauj nomainīt ik diafragmu, tā arī jebkura uzgaļa pulksteni no papildus piederumu komplekta. Diafragmas, pulksteņi un zvani tiek piestiprināti galviņai ar vītnes palīdzību. Pārslēgšanās starp darba pusēm notiek pagriežot galviņu ap stienpārstu par 1

1.1. Turiet pulksteni aiz centrālās daļas ar diviem pirkstiem un pagriežiet korpusu pretēji pulksteņrādītāja virzienam (4. att.). Atbrīvojiet un izņemiet pulksteņa mehānismu (5. att.). 1.2. Iestatiet laiku, pagriežot uzvelkamo galviņu (6. att.). 1.3. Ieslēdziet pulksteni, nospiežot uzvelkamo galviņu līdz klikšķim (7. att.). 1.4. Ievietojiet pulksteņa mehānismu korpusā, atkārtojot procedūru apgrieztā secībā. 2. Stetoskopu neglabājiēt un nelietojiet tiešā sildierīču un atklātas uguns tuvumā. 3.Sargājiet stetoskopu no netīrumiem. 4.Nav pieļaujama stetoskopa saskare ar agresīviem šķidrumiem. 5.Nepieciešamības gadījumā remontu veiciet tikai specializētās organizācijās. 6.Utilizējot vadieties no pašreiz Jūsu reģionā spēkā esošajiem noteikumiem. Ražotājs nav noteicis speciālus utilizācijas noteikumus. 7.Ierīces ekspluatācijas apstākļi: Apkārtējā gaisa temperatūra no 10°C līdz 40°C; Mitrums ne vairāk kā 85% Rh. Ierīces uzglabāšanas un transportēšanas noteikumi: Apkārtējā gaisa temperatūra no minus 34°C līdz 50°C; Mitrums ne vairāk 85% Rh. 8.Pulksteņa barošanas elementa nomaiņīšanu (modelim LD SteTime) veiciet speciālās pulksteņu apkalpošanas darbnīcās.

GARANTIJAS SAISTĪBAS

Iegādātajai ierīcei tiek nodrošināta 2 gadu garantija no pārdošanas datuma. Darbības traucējumus, kas konstatēti garantijas termiņa laikā, tiks novērsti specializētā servisa centrā bez maksas 21 darba dienas laikā pēc ierīces nodošanas servisa centram. Bojātās ierīces transportēšanas izmaksas sedz Little Doctor Europe Sp. z o. o. (pakalpojums «door-to-door»), izņemot traucējumus, uz kuriem garantija neattiecas. Organizāciju, kas nodrošina garantijas apkalpošanu, adreses ir norādītas sadaļā «RAŽOTĀJS UN PILNVAROTIE PĀRSTĀVJI» vai internetā: www.littledoctor.sg.

Pusei, kas iesniedz pretenziju, ir pareizi jāsapagatavo ierīce nosūtīšanai, pasargājot to no bojājumiem transportēšanas laikā, un jāiekļauj aizpildīts garantijas talons (ar pārdevēja zīmogu, pārdošanas datumu un pārdevēja parakstu) un pirkuma apliecinājums (rēķins-faktūra vai čeks). Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepietiekamas aizsardzības dēļ transportēšanas laikā. Garantijas termiņš tiek pagarināts par ierīces remonta laiku. Pēc garantijas termiņa beigām ierīces remonts tiek veikts par lietotāja līdzekļiem. Garantija neattiecas uz: individuālai lietošanai paredzētiem materiāliem un piederumiem (caurules, smidzinātāji, maskas, uzgaļi utt.); precēm, kurām ir mehāniski, termiski vai ķīmiski bojājumi, vai bojājumi, kas radušies lietošanas instrukcijas neievērošanas dēļ; precēm, kurām ir modifikācijas, atvēršanas un/vai remonta pazīmes neautorizētā servisa centrā (pie privātpersonas); precēm, kas tika pieslēgtas pie neieteicamiem barošanas avotiem vai izmantotas kopā ar neietektiem materiāliem; precēm, kuras tika lietotas ar neizlabotiem defektiem; precēm, kurām ir defekti, kuri nav radušies ražotāja vainas dēļ, bet kurus ir izraisījušas, piemēram, trešo personu darbības, dabas parādības un stihiskas nelaimes, dzīvnieki, insekti, svešķermeņu vai šķidrumu nokļūšana ierīces iekšienē u.c.; iekšējiem un ārējiem piesārņojumiem, skrāpējumiem, plaisām un citiem ierīces mehāniskiem bojājumiem, kas rodas ierīces lietošanas laikā; precēm, kurām ir nesalasāms vai izmainīts sērijas numurs, kā arī bojātā garantijas plomba; barošanas elementiem, stikla detaļām, spuldzēm, kā arī tādiem darbu veidiem kā regulēšana, tīrīšana un cita preces kopšana. Pircējam ir tiesības nomaiņīt ierīci pret jaunu ierīci bez defektiem, ja autorizētais serviss atklāj ražošanas defektu, kuru nav iespējams novērst, vai pēc 3 neveiksmīgiem viena un tā paša defekta labošanas mēģinājumiem.

INFORMĀCIJA PAR RAŽOTĀJU, PILNVAROTI PĀRSTĀVI UN IMPORTĒTĀJU

SIMBOLU ATŠIFRĒJUMS:

CE Atbilstība Direktīvai MDR (EU) 2017/745

Svarīgi: Izlasiet Lietošanas pamācību

EU REPI Pilnvarotais pārstāvis

RA Ražotājs

IM Importētājs



Ražošanas datums

Sargāt no mitruma



Partijas kods



Mēdiņiskā ierīce



Unikāls ierīces identifikators



Ukrainas atbilstības zīme

Šīs ierīces ražošana ir sertificēta saskaņā ar starptautisko standartu ISO 13485. Ierīce atbilst Eiropas Direktīvas MDR (EU) 2017/745 prasībām.

Jebkāds nepietnrs ar ierīci saistīts negadījums būtu jāpaziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs veic uzņēmējdarbību un/vai dzīvo pacients.

Šīs rokasgrāmatas pārskatīšanas datums ir norādīts pēdējā lappusē kā XX-XXXX-YYMM-NN, kur YY ir gads, MM ir mēnesis, un NN ir pārskata numurs.

Kontrolēti ražots pasūtītājam Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLAZA SINGAPORE 199591. Pasta adrese: 3 Coleman Street #03-24 Singapore 179804).

Ražotājs: Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd. (No. 8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China).

EU REPI Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, telefoni: +48 12 2684746, 12 2684747, fakss: +48 12 268 47 53, e-pasts: biuro@littledoctor.pl)

IM Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland).

EST

LD SPECIAL

Mitmefunkcijasnaalne korge kvaliteediga stetoskoop (SPRAGUE RAPPAPORT tūipi) on mōeld tāiskasvanud patsientidel ja lastel sūdamе, kopsude, veresoonte, seedetrakti auskultatsiooniks. Spetsiaalne komplekt pakub 4 toimivat stetoskoobi kombinatsiooni tavalisest vastsündinuni.

Komplekt:

- Valmistatud spetsiaalse disaini järgi kahepoolne metallpea (LD-S018) suurte ja väikeste (laste) membraanidega – 1 tk. Suure diafragma tööläbimoot on 38 mm, väikese diafragma tööläbimoot on 25 mm. Iga diafragma on varustatud läbipaistva plastikmembraaniga. Pea disainifunktsioon võimaldab teil asendada mis tahes diafragma soovitud suurusega kellaga. Diafragmad ja kellad kinnitatakse peaga keerega. Töökülgede vahetamine toimub, keerates pea ümber varbklappi 180 kraadi. Varbklapi tasane külg on suunatud pea tööpoolele.
- Kaks meditsiinilist ühendustoru (LD-S029) pikkusega 56 või 72 cm (märgitud karbil) – 1 kompl.
- Binauraalsed metalltorud vedruga (LD-S036) ja kõrvaotsadega – 1 kompl.

Komplekti kuuluvad lisatarvikud:

- Plastikkell suur (läbimoot 33 mm) – 1 tk.
- Plastikkell väike (läbimoot 26 mm) – 1 tk.
- Plastikkell vastsündinu (läbimoot 19 mm) – 1 tk.
- Membraan suur LD-S021 (läbimoot 40 mm) – 1 tk.
- Membraan väike LD-S022 (läbimoot 27 mm) – 1 tk.
- Plastikkõrvaotsad – 2 kompl.
- Plastiktoos lisatarvikutele – 1 tk.

Üldmootmed pakendis mm: 300 x 130 x 40. Kaal (pakendiga), g: 380.

LD STETIME

Mitmefunktsionaalne korge kvaliteediga stetoskoop (SPRAGUE RAPPAPORT tūipi) sisseehitatud kvartskellaga peas on mōeldud tāiskasvanud patsientidel ja lastel sūdamе, kopsude, veresoonte, seedetrakti auskultatsiooniks.

Spetsiaalne komplekt pakub 4 toimivat stetoskoobi kombinatsiooni tavalisest vastsündinuni.

Komplekt:

- Valmistatud spetsiaalse disaini järgi kahepoolne metallpea (LD-S041) suure diafragma ja kvartsist kellaga otsapanekuga – 1 tk. Diafragma tööläbimoot on 38 mm. Diafragma on varustatud läbipaistva plastikmembraaniga. Pea disainifunktsioon võimaldab teil asendada nii diafragma kui ka kella mis tahes lisatarvikukomplekti kuuluva otsapanekuga. Diafragmad ja kellad kinnitatakse peaga keerega. Töökülgede vahetamine toimub, keerates pea ümber varbklappi 180 kraadi. Varbklapi tasane külg on suunatud pea tööpoolele.
- Kaks meditsiinilist ühendustoru pikkusega 56 cm – 1 kompl.
- Binauraalsed metalltorud vedruga ja kõrvaotsadega – 1 kompl.

Komplekti kuuluvad lisatarvikud:

- Plastikkell suur (läbimoot 33 mm) – 1 tk.
- Plastikkell väike (läbimoot 26 mm) – 1 tk.
- Plastikkell vastsündinu (läbimoot 19 mm) – 1 tk.
- Membraan suur (läbimoot 40 mm) – 1 tk.
- Diafragma väike (tööläbimoot 25 mm) – 1 tk.
- Membraan väike (läbimoot 27 mm) – 1 tk.
- Plastikkõrvaotsad – 2 kompl.
- Plastiktoos lisatarvikutele – 1 tk.

Üldmootmed pakendis mm: 300 x 130 x 40. Kaal (koos pakendiga), g: 398.

Patarei vahetus (joonis 3)

LD SteTime stetoskoobi kell kasutab patarei tüüpi LR 626/377, 1,5 V

Patarei on vaja vahetada keskmiselt kord aastas.

Patarei vahetuse kord:

1.Keerake stetoskoobi peas olev otsapanek koos kellaga lahti.

2.Keerake mündi abil otsapaneku tagakülg lahti.

3.Eemaldage kell.

4.Kasutage peenikest kruvikeerajat, et kangutada ja eemaldada kellakate.

5.Vahetage patarei (LR 626/377, 1,5V tüüpi).

6.Pange uuesti kokku vastupidises järjekorras.

Garantii ei kehti patareile.

HOOLDUS, SÄILITUS, PARANDAMINE JA KÕRVALDAMINE

1. AKU TÜHJENDUSE VÄLTIMISEKS TRANSPORTI JA HOIUSTAMISE AJAL ON KELL VÄLJALÜL-TATUD. KELLA SISSE LÜLITAMISEKS TEOSTAGE JÄRGMISED SAMMUD (LD SteTime mudelile).

1.1. Hoidke kella keskosast kahe sõrmega kinni ja keerake korpest vastupäeva (joonis 4). Va-bastage ja eemaldage kellamehhanism (joonis 5). 1.2. Seadistage kellaage, keerates kroonpuup (joonis 6). 1.3. Lülitage kellad sisse, vajutades kroonnupple, kuni see klõpsatab (joonis 7). 1.4. Sisestage kellamehhanism korpusesse, korrates protseduuri vastupidises järjekorras. 2. Ärge hoidke ega kasutage seadet kütteseadmete ja lahtise tule läheduses. 3.Hoidke stetoskoop puhas. 4.Stetoskoop ei tohi kokku puutuda agressiivsete lahustega. 5.Vajadusel teostage remonti ainult spetsialiseeritud organisatsioonides. 6.Kõrvaldamisel järgige oma piirkonnas kehtivaid eeskirju. Tootja ei ole kõrvaldamise eritin-gimusi kehtestanud. 7.Seadme tööttingimused: Ümbritseva õhu temperatuur 10°C kuni 40°C; Niiskus mitte roh-kem kui 85% Rh. Seadme hoiustamise ja transportimise tingimused: Ümbritseva õhu tem-peratuur miinus 34°C kuni 50°C; Niiskus mitte rohkem kui 85% Rh. 8.Kella patarei on soovitatav vahetada spetsiaalsetes kellatöökodades (LD SteTime mudelile).

GARANTIIKOHUSTUSED

Ostetud seadmele kehtib garantii 2 aastat alates müügiokuupäevast. Garantiajal tuvastatud rikked parandatakse spetsialiseeritud teeninduskeskuses tasuta 21 tööpäeva jooksul alates seadme teeninduskeskusesse üleandmisest. Rikkis seadme transpordikulud kannab Little Doctor Europe Sp. z o. o. («door-to-door» teenindus), välja arvatud rikked, mis ei kuulu garan-tiit alla. Garantiieneustad osutavate organisatsioonide aadressid on loetletud jaotises «TOOTJA JA VOLITATUD ESINDAJAD» või Internetis aadressil www.littledoctor.sg.

Pretensiooni esitaja peab seadme saatmiseks nõuetekohaselt ette valmistama, kaisttes seda transpordil ajal kahjustuste eest ning lisama täidetud garantiitalongi (müüja pitseriga, müü-giokuupäeva ja müüja allkirjaga) ja ostuteändi (arve või ostutšekk). Garantii alla ei kuulu kah-justused, mis tulenevad seadme ebapiisavast kaitsest transportimise jooksul. Garantiaeg pik-endatakse seadme remondi ajaks. Seadme garantiijärgne remont teostatakse kasutaja kulul. Garantii alla ei kuulu: kulutooted ja tarvikud individuaalseks kasutamiseks (torud, pihustid, maskid, huulikuld jne); tooted, millel on mehaanilised, termilised või keemilised kahjustused või kahjustused, mis tulenevad kasutusjuhendis toodud reeglite rikkumisest; tooted, millel on volitatama teeninduskeskuses (eraisiku poolt) osutatud muutmise, avamise ja/või paranda-mise tunnused; tooted, mida ühendati soovimatama toiteallikatega või kasutati soovimatama kulutoodetega; tooted, mida kasutati parandamata defektidega; tooted defektidega, mida ei põhjustanud tootja, näiteks: kolmandate isikute tegevus, loodusnähtused ja katastroofid, loo-mad, putukad, võõrkehade või vedelike sattumine seadmesse jne; seadme sees- ja välispin-dine mustumine, kriimustused, praod, kriimustused ja muud mehaanilised kahjustused, mis tekivad seadme kasutamise jooksul; tooted, millel on loetamatu või muudetud seerianumber, samuti kahjustatud garantiiplommi; patareid, klaasosad, lambipirnid, samuti sellised tööd nagu reguleerimine, puhastamine ja muu toote hooldus.

Ostjal on õigus vahetada rikkis seadme töökorras vastu, kui volitatud teeninduskeskus avastab tootmisdefekti, mida ei ole võimalik kõrvaldada, või pärast 3 sama vea ebaõnnestunud remonti.

INFO TOOTJA, VOLITATUD ESASTUTAJA JA IMPORTIJA KOHTA

SÜMBOLITE KIRJELDUS:

CE Vastavus direktiivile MDR (EU) 2017/745

S tähtis: lugege Kasutusjuhendit

EU REPI Volitatud esindaja

Tootja

IM Importija



Tootmise kuupäev

Hoidke niiskuse eest



Partiitähis



Mēdiitsiiniseade



Kordumatu identifitseeri mistunnus



Ukraina Vastavusmärk

Selle seadme tootmine on sertifitseeritud vastavalt rahvusvahelisele standardile ISO 13485. Seade vastab Euroopa direktiivi MDR (EU) 2017/745 nõuetele.

Igast seadmega seotud ohujuhtumist tuleks teatada seadme tootjale ning kasutaja ja/või pati-siendi asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele.

Selle Kasutusjuhendi koostamise kuupäev on näidatud vormis XX-XXXX-YYMM-NN viima-sel lehel, kus YY on aasta, MM on kuu ja NN on koostamisnumber.

Toodetud Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLA-ZA SINGAPORE 199591. Postiaadress: 3 Coleman Street #03-24 Singapore 179804) jaoks ja tema kontrolli all.

Tootja: Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd. (No. 8, Tongxing Road Economic & Techni-cal Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China).

EU REPI Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, tel: +48 12 2684746, 12 2684747, faks: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl)

IM Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland)

UKR

LD SPECIAL

Багатофункціональний високоякісний стетоскоп (тип SPRAGUE RAPPAPORT) призначений для аускультатції серця, легенів, судин, шлунково-кишкового тракту у дорослих пацієнтів і дітей.

Спеціальна комплектація забезпечує 4 робочих комбінації стетоскопа від звичайного до неонатального.

Комплектація:

- Виготовлена за спеціальним дизайном двостороння металева голівка (Ld-s018) з великою і малою (дитячою) діафрагмами – 1 шт. Робочий діаметр великої діафрагми – 38 мм, робочий діаметр малої діафрагми – 25 мм. Кожна діафрагма забезпечена прозо-рою пластиковою мембраною. Конструктивна особливість голівки дозволяє замінюва-ти будь-яку з діафрагм на насадку потрібного розміру. Діафрагми і воронки кріпляться до голівки за допомогою різьби. Перемикання між робочими сторонами проводиться поворотом голівки доволка стрижневого клапана на 180 градусів. Пласка сторона стрижневого клапана вказує на робочу сторону голівки.
- Дві потовщені звукопровідні трубки (LD-S029) завдовжки 56 або 72 см (див. інформа-цію на упаковці) – 1 компл.
- Бінауральні металеві трубки з пружиною (LD-S036) і наконечниками для вух – 1 компл.

Додаткове приладдя входить до комплекту:

- Пластикова воронка велика (діаметр 33 мм) – 1 шт.
- Пластикова воронка мала (діаметр 26 мм) – 1 шт.
- Пластикова воронка неонатальна (діаметр 19 мм) – 1 шт.
- Мембрана велика (діаметр 40 мм) – 1 шт.
- Мембрана мала (діаметр 27 мм) – 1 шт.
- Пластикові наконечники для вух – 2 компл.
- Пластикова сумочка для додаткового приладдя – 1 шт.

Габаритні розміри в упаковці: 300 мм x 130 мм x 40 мм.

Маса (включно з упаковкою): не більше 380 г.

LD STETIME

Багатофункціональний високоякісний стетоскоп (тип SPRAGUE RAPPAPORT) з вбудова-ним в голівку кварцовим годинником, призначений для аускультатції серця, легенів, су-дин, шлунково-кишкового тракту у дорослих пацієнтів і дітей.

Спеціальна комплектація забезпечує 4 робочі комбінації стетоскопа від звичайного до неонатального.

Комплектація:

- Виготовлена за спеціальним дизайном двостороння металева голівка (LD-S041) з великою діафрагмою та кварцовим годинником (LD-S042) – 1 шт. Робочий діаметр діафрагми – 38 мм. Діафрагма забезпечена прозорою пластиковою мембраною. Конструктивна особливість голівки дозволяє замінювати як діафрагму, так і годинник на будь-яку насадку з комплекту додаткового приладдя. Діафрагми, годинник і дзво-ни кріпляться до голівки за допомогою різьби. Перемикання між робочими сторонами проводиться поворотом голівки навколо стрижневого клапана на 180 градусів. Пласка сторона стрижневого клапана вказує на робочу сторону голівки.
- Дві потовщені звукопровідні трубки довжиною 56 см – 1 компл.
- Бінауральні металеві трубки з пружиною і накінечниками для вух – 1 компл.

Додаткове приладдя входить до комплекту:

- Пластикова воронка велика (діаметр 33 мм) – 1 шт.
- Пластикова воронка мала (діаметр 26 мм) – 1 шт.
- Пластикова воронка неонатальна (діаметр 19 мм) – 1 шт.
- Мембрана велика (діаметр 40 мм) – 1 шт.
- Діафрагма мала (робочий діаметр 25 мм) – 1 шт.
- Мембрана мала (діаметр 27 мм) – 1 шт.
- Пластикові наконечники для вух – 2 компл.
- Пластикова сумочка для додаткового приладдя – 1 шт.

Габаритні розміри в упаковці: 300 мм x 130 мм x 40 мм

Маса (включаючи упаковку): 398 г.

Заміна елемента живлення (мал.3)

У годинниках стетоскопу моделі LD SteTime використовується елемент живлення типу LR 626/377, 1.5В

Заміна елемента живлення необхідна, у середньому, раз на рік.

Порядок заміни елемента живлення:

1.У головки стетоскопа відкрутіть насадку з годинником.

2.За допомогою монети відкрутіть задню частину насадки.

3.Витягніть годинник.

4.Тонкою викруткою піддіньте і зніміть кришку годинника.

5.Замініть елемент живлення (тип LR 626/377, 1.5У).

6.Складання робіть у зворотньому порядку.

Гарантія на елемент живлення не поширюється.

ДОГЛЯД, ЗБЕРІГАННЯ, РЕМОНТ І УТИЛІЗАЦІЯ

1. ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ РОЗРЯДУ ЕЛЕМЕНТА ЖИВЛЕННЯ, ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ, ГОДИННИК ЗНАХОДИТЬСЯ У ВИКЛЮЧЕНОМУ СТАНІ. ЩОБ ВКЛЮЧИТИ ГОДИННИК, ВИКОНАЙТЕ ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ (ДЛЯ МОДЕЛІ LD STETIME).

1.1. Утримуючи годинник за центральну частину двома пальцями, повертайте корпус проти годинникової стрілки (мал.4). Звільніть і вийміть механізм годинника (мал.5).

1.2. Встановіть час, обертаючи головку заводу (мал.6).

1.3. Увімкніть годинник, натиснувши на заводну головку до клацання (мал.7).

1.4. Вставте механізм годинника в корпус, повторивши процедуру у зворотній послідовності.

2. Не зберігайте та не використовуйте стетоскоп в безпосередній близькості від обігрі-вальних приладів та відкритого вогню.

3. Оберігайте стетоскоп від забруднення.

4. Не допускається контакт стетоскопа з агресивними розчинами.

5. При необхідності здійснюйте ремонт тільки в спеціалізованих установах.

6. При утилізації керуйтеся діючими в даний час правилами в Вашою регіоні. Специаль-них умов утилізації виробником не встановлено.

7. Умови експлуатації: температура від + 10°C до + 40°C; відносна вологість 85% або нижче. Умови зберігання і транспортування: температура від -34°C до + 50°C; віднос-на вологість 85% або нижче.

8. Термін служби елемента живлення (для моделі LD SteTime) 1 рік.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На придбаний прилад надається гарантія терміном 2 роки з дня продажу. Несправності, виявлені під час гарантійного строку, будуть безкоштовно усунені спеціалізованим сер-вісним центром, за винятком несправностей, на які не поширюється гарантія. Адреси організацій, які здійснюють гарантійне обслуговування, вказані у розділі «ВИРОБНИК І УПОВНОМОЧНІ ПРЕДСТАВНИКИ» або в інтернеті на сайті